



MEDICAL
SOLUTIONS

Accufuser®

Elastomerpumpen für Chemotherapie,
Schmerztherapie, Antibiotikatherapie



WYM Germany GmbH
Altmutterweg 1
D-63773 Goldbach

Telefon: 0 60 21 / 54 07 15,
Fax: 0 60 21 / 56 02 67
info@wym-germany.de,
<http://wym-germany.de/>

Eigenschaften von Accufuser®

- ▶ Befüllport im Schlauchsystem integriert.
- ▶ Automatisches entlüften beim Befüllen der Pumpe.
- ▶ Belüfteter Verschluss für hygienisches Priming
- ▶ 3-fach Filter für höhere Sicherheit.
- ▶ Bis 50 % teilbefüllbar ohne Änderung der Spezifikationen.
- ▶ Patentierte Kolbenführung garantiert eine präzise Medikamentengabe.
- ▶ Integrierte Volumenskala für die genaue Kontrolle des Infusionsverlaufs.
- ▶ Befüllen ist mit geringem Kraftaufwand möglich
- ▶ Minimales Restvolumen von max. 3ml (abhängig vom Reservoirvolumen).
- ▶ Harte Schutzhülle - verhindert unkontrollierten Anstieg der Flussrate.
- ▶ Große Auswahl an Flussraten und Volumina.
- ▶ Umfangreiche Stabilitätsdaten verfügbar.
- ▶ Überleitsystem in knickfester Schlauchausführung
- ▶ Latex-frei, DEHP-frei.

Accufuser® Continuous Infusion besonders geeignet für Chemotherapie

REF	PZN Nummer	Ausführung	Volumen ml	Flussrate ml/h	Laufzeit
C0050S	10635969	Accufuser S	60	5	12h
C0040S	10635952	Accufuser S	60	4	15h
C0020S	10635946	Accufuser S	60	2	1,25 Tage
C0010S	10635923	Accufuser S	60	1	2,5 Tage
C0005S	10635917	Accufuser S	60	0,5	5 Tage
C0130M	10636035	Accufuser M	100	13	7 h
C0050M	10636029	Accufuser M	100	5	20h
C0040M	10636012	Accufuser M	100	4	1 Tag
C0020M	10636006	Accufuser M	100	2	2 Tage
C0010M	10635998	Accufuser M	100	1	4,1 Tage
C0005M	10635981	Accufuser M	100	0,5	8,3 Tage
C0100L	10636118	Accufuser L	300	10	1,25 Tage
C0080L	10636101	Accufuser L	300	8	1,5 Tage
C0050L	10636093	Accufuser L	300	5	2,5 Tage
C0020L	10636087	Accufuser L	300	2	6,25 Tage
C0015L	10636070	Accufuser L	300	1,5	8,3 Tage
C0010L	10636064	Accufuser L	300	1	12,5 Tage



WYM Germany GmbH
Altmutterweg 1
D-63773 Goldbach

Telefon: 0 60 21 / 54 07 15,
Fax: 0 60 21 / 56 02 67
info@wym-germany.de,
<http://wym-germany.de/>

Accufuser® Continuous Infusion

besonders geeignet für Antibiotikatherapie

REF	PZN Nummer	Ausführung	Volumen ml	Flussrate ml/h	Laufzeit Stunden
C0600S		Accufuser S	60	60	1
C1000S	10635975	Accufuser S	60	100	0,6
C1200S		Accufuser S	60	120	0,5
C1000M	10636041	Accufuser M	100	100	1
C2000M	10636058	Accufuser M	100	200	0,5
C0500L	10636124	Accufuser L	300	50	6
C1000L	10636130	Accufuser L	300	100	3
C1500L		Accufuser L	300	150	2
C2000L	10636147	Accufuser L	300	200	1,5
C0500XL	10636302	Accufuser XL	600	50	12
C1000XL	10636319	Accufuser XL	600	100	6
C2000XL	10636325	Accufuser XL	600	200	3

Accufuser® Omnibus

besonders geeignet für Schmerztherapie

REF	Ausführung	Vol. (ml)	Flow rate (ml/hr)	Bolus
O4020430L	Omnibus L	300	2/4/6	4ml/30min
O4020460L	Omnibus L	300	2/4/6	4ml/60min
O5051015XL	Omnibus XL	600	5/10/15	5ml/15min



WYM Germany GmbH
 Altmutterweg 1
 D-63773 Goldbach

Telefon: 0 60 21 / 54 07 15,
 Fax: 0 60 21 / 56 02 67
info@wym-germany.de,
<http://wym-germany.de/>